


# GENOA



**motus**

Ingeniería en Movilización de Pacientes

## GENOA

La camilla GENOA es un accesorio que permite movilizar pacientes de hasta 250 kg en forma horizontal, sin necesidad de rotarlos ni levantarlos para colocar el arnés. La maniobra de colocación es muy sencilla y segura, permitiendo movilizar a pacientes sin riesgos de lesiones para ellos y para enfermeros.



### PRINCIPALES USOS DE ESTE ACCESORIO

#### En quirófanos:

- ◆ Traspaso de pacientes de mesa de cirugía a camilla de traslado.

#### En terapias o internación:

- ◆ Recambio de sábanas.
- ◆ Inspección y curaciones de zona dorsal.
- ◆ Traslados cortos.
- ◆ Tratamiento de quemados.
- ◆ Higiene.

#### ELEVADORES COMPATIBLES CON CAMILLA GENOA

NATIVUS 150	<input type="checkbox"/>
LUCE 150	<input type="checkbox"/>
FORTE 210	<input type="checkbox"/>
FORTE PLUS 310 *1	<input checked="" type="checkbox"/>

\*1

• El peso neto de elevación se reduce a 250 kg, producto de la tara de la camilla.