

# FORTE PLUS 310



**motus**

Ingeniería en Movilización de Pacientes

# FORTE PLUS 310

El elevador FORTE PLUS está diseñado para movilizar personas de hasta 310 kg.

## ADMITE LAS SIGUIENTES MANIOBRAS DE MOVILIZACIÓN

- ◆ Levantar y acostar en camas o camillas hospitalarias.
- ◆ Levantar y sentar en silla de ruedas o convencional.
- ◆ Colaborar en la higiene, facilitando el acceso a la zona genital.
- ◆ Movilizar personas con amputaciones, utilizando el arnés adecuado.
- ◆ Asistir la marcha en personas en rehabilitación, en conjunto con el **KIT DE MARCHA PASSUS**. (Ver detalles en el manual del KIT DE MARCHA PASSUS.)
- ◆ Movilizar personas en forma horizontal con la **camilla GENOA**.
- ◆ Mecanismo para apertura y cierre de patas de accionamiento eléctrico, que permite adaptar la posición de las mismas para mejorar la accesibilidad a diferentes lugares, incluso pasar por aberturas relativamente angostas.
- ◆ El amplio despeje entre el punto de cuelgue y el actuador, lo hace **óptimo para el uso en hospitales, clínicas, y centros de rehabilitación**, facilitando el acceso a cintas de caminar, camas de internación, mesas de cirugía. etc.

## VERSIONES

El Elevador FORTE PLUS, se fabrica **sólo en versión PRO**, que se caracteriza por las líneas curvas tanto de la estructura como de la percha.

## TIPO DE ACCIONAMIENTO

- ◆ Se fabrica solo en versión **ELECTRICA FULL (EE)**, vale decir que tanto la elevación y descenso como la apertura y cierre de patas son de accionamiento eléctrico, alimentados por un módulo de baterías recargables. Los movimientos se controlan en forma remota mediante un control con dos pares de botones.

## ACCESORIOS COMPATIBLES CON MODELO FORTE PLUS 310

CAMILLA DRIZA	<input checked="" type="checkbox"/>	SOSTEN CEFÁLICO	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMILLA GENOA *1	<input checked="" type="checkbox"/>	BALANZA DIGITAL	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT DE MARCHA PASSUS	<input checked="" type="checkbox"/>	REHABILITADOR PASIVO MALVA	<input type="checkbox"/>
KIT DE BIPEDESTACION STANTI	<input type="checkbox"/>	REHABILITADOR ACTIVO ARAUCA	<input type="checkbox"/>

\*1 El peso neto de elevación se reduce a 250 kg producto de la tara de la camilla.

## MEDIDAS POSICIÓN DE TRANSPORTE

LARGO 170 cm | ANCHO 80 cm | ALTO 65 cm | PESO 100 kg



El ELEVADOR FORTE 310 permite asistir la marcha de personas en rehabilitación, en conjunto con el **KIT DE MARCHA PASSUS**.



El ELEVADOR FORTE 310 permite movilizar personas en forma horizontal con la **camilla GENOA**