

NATIVUS 150



mo**tus**

Ingeniería en Movilización de Pacientes

NATIVUS 150

El elevador NATIVUS está diseñado para movilizar personas desde 25 hasta 150 kg.

ADMITE LAS SIGUIENTES MANIOBRAS DE MOVILIZACIÓN

- ◆ Levantar y acostar en la cama o camilla.
- ◆ Levantar y sentar en silla de ruedas o convencional.
- ◆ Colaborar en la higiene, facilitando el acceso a la zona genital.
- ◆ Movilizar personas con amputaciones, utilizando el arnés adecuado.
- ◆ Asistir la marcha en personas en rehabilitación, en conjunto con el **KIT DE MARCHA PASSUS**. (Ver detalles en el manual del **KIT DE MARCHA PASSUS**.)
- ◆ Mecanismo para apertura y cierre de patas de accionamiento manual, que permite el acceso y maniobra en lugares reducidos, y pasar por puertas angostas.
- ◆ **Especialmente recomendado para uso en geriátricos y domicilios particulares.**

TIPO DE ACCIONAMIENTO (Intercambiables)

- ◆ **MANUAL:** designado con la letra **M**. Está compuesto por un actuador Hidráulico, accionado mediante una palanca. La apertura y cierre de patas es manual, accionado mediante una palanca.
- ◆ **ELÉCTRICO:** designado con letra **E**. El kit eléctrico consta de un actuador eléctrico a batería recargable, accionado mediante un control remoto. La apertura y cierre de patas es manual, accionado mediante una palanca.

ACCESORIOS COMPATIBLES CON MODELO NATIVUS 150

CAMILLA DRIZA * ₁	<input checked="" type="checkbox"/>	SOSTEN CEFÁLICO	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMILLA GENOA	<input type="checkbox"/>	BALANZA DIGITAL	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT DE MARCHA PASSUS	<input checked="" type="checkbox"/>	REHABILITADOR PASIVO MALVA	<input type="checkbox"/>
KIT DE BIPEDESTACION STANTI	<input type="checkbox"/>	REHABILITADOR ACTIVO ARAUCA	<input type="checkbox"/>

*₁

La camilla no gira 360 grados sobre su eje con las piernas del paciente extendidas. El peso neto que puede levantar el equipo se reduce a 120 kg, producto de la tara de la camilla.

No es recomendable cuando las camas donde se lo va a utilizar miden más de 80 cm de altura y 90 cm de ancho

MEDIDAS POSICIÓN DE TRANSPORTE

LARGO 130 cm | ANCHO 55 cm | ALTO 50 cm | PESO 45 kg



EL ELEVADOR **NATIVUS 150** permite asistir la marcha de personas en rehabilitación, en conjunto con el **KIT DE MARCHA PASSUS**.



EL ELEVADOR **NATIVUS 150** permite movilizar personas en forma horizontal con la **Camilla DRIZA**